

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cxcl2 Per Wb, Elisa - P19875

Numero articolo: CM0012968



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CXCL2 umano (GRO-beta). Validato per WB ed ELISA; reagisce in modo incrociato con il ratto. Ideale per la ricerca su infiammazione e chemochine. SWISS: P19875.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CXCL2 Rabbit pAb
Note/Alias	GRO2, GROb, MIP2, MIP2A, SCYB2, MGSA-b, MIP-2a, CINC-2a, CXCL2
Specie	Umano
ID Gene	2920
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-107 del CXCL2 umano (NP_002080.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Ratto
SWISS	P19875
Peso Proteico	~11 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio