


Anticorpo Monoclonale Anti-Cxcl4/Pf4 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02776

Numero articolo: CM0005053



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si targeting su CXCL4/PF4 umano, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione delle chemochine e sulla biologia delle piastrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CXCL4/PF4 Rabbit mAb
Note/Alias	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5196
GeneID	5196
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-101 di CXCL4/CXCL4/PF4 umano (P02776).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02776
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio