


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cxcl4/Pf4 Per Wb, Ihc, If, Elisa - P02776

Numero articolo: CM0021504



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CXCL4/PF4 umano, validato per WB, IHC-P, IF-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca su chemochine, infiammazione ed ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CXCL4/PF4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5196
GeneID	5196
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-101 di CXCL4/PF4 umano (NP_002610.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02776
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio