

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cxcl6 (Wb, Elisa) - P80162

Numero articolo: CM0022319



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CXCL6 validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con CXCL6/GCP-2 umano e murino, consentendo la ricerca sulle chemochine e lo sviluppo di test IVD negli studi sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CXCL6 pAb di coniglio
Note/Alias	GCP2; CKA-3; GCP-2; SCYB6; CXCL6
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6372
GeneID	6372
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 38-114 del CXCL6 umano (NP_002984.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P80162
Peso della proteina	12 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante