

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cxcl9 Per Wb Ed Elisa - Q07325

Numero articolo: CM0020852

### introduzione

Anticorpo policlonale diretto contro CXCL9 umano (MIG), prodotto in coniglio. Adatto per Western blot ed ELISA. Riconosce la chemochina da 14 kDa coinvolta nella migrazione delle cellule T e nella risposta infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | CXCL9 pAb di coniglio                                                                                                          |
| Note/alias          | CMK; MIG; Humig; SCYB9; crg-10; CXCL9                                                                                          |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| ID del gene         | 4283                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'aminoacido 50 e il C-terminale di CXCL9 umano (NP_002407.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                          |
| SWISS               | Q07325                                                                                                                         |
| Peso della proteina | 14 kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa con ghiaccio                                                                                                             |