

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cxcl9/Mig Per Wb, If/Icc, Elisa - Q07325

Numero articolo: CM0010867

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CXCL9/MIG di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Specifico per CXCL9 umano, una chemochina che dirige la migrazione delle cellule T tramite CXCR3. Ideale per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CXCL9/MIG
Note/Alias	CMK; MIG; Humig; SCYB9; crg-10; CXCL9
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	4283
ID Gene	4283
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-125 della CXCL9/MIG umana (NP_002407.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q07325
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio