

Anticorpo Policlonale Anti-Cxcr1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P25024

Numero articolo: CM0023470



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CXCR1 di alta qualità per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Indirizza il recettore dell'IL-8 che media la chemiotassi dei neutrofili. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CXCR1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	C-C, CD128, CD181, CKR-1, IL8R1, IL8RA, CMKAR1, IL8RBA, CDw128a, C-C-CKR-1, CXCR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3577
GeneID	3577
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-350 del CXCR1 umano (NP_000625.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P25024
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio