


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cxcr3 Per Wb Ed Elisa - P49682

Numero articolo: CM0003097



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato al CXCR3 umano (CD183), convalidato per Western blot ed ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione delle chemochine, la migrazione delle cellule immunitarie e l'angiogenesi nella ricerca sul cancro e sulle malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CXCR3 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2833
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 del CXCR3 umano (P49682).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P49682
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio