


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cxcr3 Per Wb, Elisa - P49682

Numero articolo: CM0017784



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il CXCR3 umano (CD183), un recettore per le chemochine coinvolto nel traffico delle cellule immunitarie e nell'angiogenesi. Adatto per Western blot ed ELISA; presenta reattività crociata con campioni umani e di ratto. Ideale per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CXCR3 pAb di coniglio
Note/Alias	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Specie	Umano
GeneID (umano)	2833
GeneID	2833
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-53 del CXCR3 umano (NP_001136269.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	P49682
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante