

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cxcr4 Per Wb, Elisa - P61073

Numero articolo: CM0002616



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato al CXCR4 umano (recettore della chemochina di tipo C-X-C, CD184). Validato per WB ed ELISA. Il CXCR4 è un GPCR coinvolto nella segnalazione delle chemochine, nell'ingresso dell'HIV, nella migrazione cellulare e nell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CXCR4 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	FB22; HM89; LAP3; LCR1; NPYR; WHIM; CD184; LAP-3; LESTR; NPY3R; NPYRL; WHIMS; HSY3RR; NPY3R; WHIMS1; D2S201E; CXCR4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7852
ID Gene	7852
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 253-352 del CXCR4 umano (P61073)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P61073
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio