

## Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Cxcr5 Per Wb, If-P, Elisa - P32302

Numero articolo: CM0007938

### introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit di alta qualità che bersaglia CXCR5 umano (BLR1/CD185), validato per applicazioni WB, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla migrazione dei linfociti B e sul linfoma.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | CXCR5 Rabbit mAb                                                                                             |
| Note/Alias          | BLR1; CD185; MDR15; CXCR5                                                                                    |
| Specie              | Umana                                                                                                        |
| GeneID (Uomo)       | 643                                                                                                          |
| GeneID              | 643                                                                                                          |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 273-372 di CXCR5 umano (P32302) |
| Origine             | Rabbit (coniglio)                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IF-P, ELISA                                                                                              |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                            |
| SWISS               | P32302                                                                                                       |
| Peso proteico       | 42kDa                                                                                                        |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                            |