

Anti-Cxcr5/Cd185 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Fc, Elisa - P32302

Numero articolo: CM0007571

introduzione

Anti-CXCR5/CD185 Anticorpo Monoclonale Coniglio (clone non riportato) mirato al recettore della chemochina di tipo C-X-C 5 umano (BLR1, MDR15). Ideale per applicazioni di Western blot, citometria a flusso ed ELISA negli studi sulle cellule B e sui linfomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CXCR5/CD185 mAb Coniglio
Note/Alias	BLR1; CD185; MDR15; CXCR5/CD185
Specie	Umano
Gene ID	643
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-47 del CXCR5 umano (NP_001707.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P32302
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio