

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cxcr6 Per Wb Ed Elisa - 000574

Numero articolo: CM0023868

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore della chemochina CXCR6 umano, validato per Western blot ed ELISA. Adatto per studiare la funzione di corecettore per HIV/SIV e il traffico delle cellule immunitarie nei tessuti linfoidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CXCR6 Rabbit pAb
Note/Alias	BONZO; CD186; CDw186; STRL33; TYMSTR; CXCR6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10663
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di CXCR6 umano (NP_006555.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O00574
Peso Proteico	39KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio