


Anticorpo Policlonale Anti-Cxxc1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9P0U4

Numero articolo: CM0013603



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CXXC1 (CFP1/proteina legante CpG) per WB, IHC-P, IP ed ELISA. Validato su campioni umani e murini; essenziale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e sulla biologia della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CXXC1 Rabbit pAb
Note/alias	CFP1; CGBP; SPP1; PCCX1; PHF18; hCGBP; ZCGPC1; HsT2645; 2410002I16Rik; 5830420C16Rik; CXXC1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	30827
GeneID	30827
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di CXXC1 umano (NP_001095124.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9P0U4
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante