


Anticorpo Policlonale Anti-Cxxc1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9P0U4

Numero articolo: CM0025230



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al CXXC1 umano (proteina legante CpG), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per il rilevamento di proteine nucleari negli studi sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CXXC1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CFP1, CGBP, SPP1, PCCX1, PHF18, hCGBP, ZCGPC1, HsT2645, 2410002I16Rik, 5830420C16Rik, CXXC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	30827
GeneID	30827
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 401-660 del CXXC1 umano (NP_001095124.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P0U4
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio