


Anticorpo Policlonale Anti-Cyb5B Per Wb, Elisa - 043169

Numero articolo: CM0014307



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro CYB5B umano (OMB5), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Ideale per la ricerca sul trasporto elettronico mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYB5B Rabbit pAb
Note/Alias	OMB5; CYB5-M; CYPB5M; CYB5B
Specie	Umano
GeneID (umano)	80777
GeneID	80777
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-150 di CYB5B umano (NP_085056.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	O43169
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante