

Anticorpo Policlonale Anti-Cyb5R1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhq9

Numero articolo: CM0019929

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro CYB5R1 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per studiare la funzione della NADH-citocromo b5 reduttasi e il metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CYB5R1 Rabbit pAb
Note / Alias	B5R1; B5R2; B5R.1; NQO3A2; humb5R2; CYB5R1
Specie	Umana
ID Gene	51706 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-305 di CYB5R1 umano (NP_057327.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q9UHQ9
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio