


Anticorpo Monoclonale Anti-Cyb5R3 Per Wb E Elisa - P00387

Numero articolo: CM0002524



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CYB5R3 umano (NADH-citocromo b5 reduttasi 3) per WB e ELISA. Reagisce con campioni umani e di ratto. Utile per lo studio del trasporto di elettroni e del metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CYB5R3 Rabbit mAb
Note/Alias	B5R; DIA1; CYB5R3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1727
GeneID	1727
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del CYB5R3 umano (P00387).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P00387
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio