


Anticorpo Policlonale Anti-Cyb5R3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P00387

Numero articolo: CM0030602



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio CYB5R3 convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Essenziale per lo studio della riduzione del citocromo b5, del metabolismo lipidico e della biologia dei globuli rossi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CYB5R3 Rabbit pAb
Note/Alias	B5R; DIA1; CYB5R3
Specie	Umano
GeneID	1727
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 125-334 di CYB5R3 umano (NP_001165131.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00387
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio