


Anticorpo Policlonale Anti-Cyb5R3 (Convalidato Kd) Per Wb Ed Elisa - P00387

Numero articolo: CM0022753



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato contro CYB5R3 umano (NADH-citocromo b5 reductasi 3). Adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. UniProt P00387.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] CYB5R3 Rabbit pAb
Note/Alias	CYB5R3; B5R; DIA1; citocromo b5 reductasi 3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1727
ID Gene	1727
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 27-301 di CYB5R3 umano (NM_000398.7)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P00387
Peso Proteico	31kDa/34kDa/38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio