

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cyba Per Wb, If/Icc, Elisa - P13498

Numero articolo: CM0016829



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CYBA di alta qualità, validato per western blot (WB), immunofluorescenza (IF/ICC) ed ELISA. Rileva CYBA/p22phox umano, murino e di ratto, una subunità di 21 kDa della NADPH ossidasi. Ideale per studi sullo stress ossidativo e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYBA Rabbit pAb
Note/alias	CGD4; p22-PHOX; CYBA
Specie	Umana
ID del gene (umano)	1535
ID del gene	1535
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 126-195 della CYBA umana (NP_000092.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P13498
Peso della proteina	21kDa
Spedizione	Borsa refrigerante