


Anticorpo Policlonale Anti-Cybrd1 Per Wb, Elisa - Q53Tn4

Numero articolo: CM0021951



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CYBRD1, validato per WB e ELISA con campioni umani. Ideale per ricerche sull'assorbimento del ferro e sulla ferrireduttasi. Include specifiche core e consigli tecnici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYBRD1 Rabbit pAb
Note/Alias	DCYTB; FRR53; CYB561A2; CYBRD1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	79901
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 215-286 di CYBRD1 umano (NP_079119.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q53TN4
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio