


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cyc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08574

Numero articolo: CM0015153



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CYC1 umano, una subunità catalitica principale del complesso III nella catena di trasporto degli elettroni mitocondriale. Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA con reattività in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYC1 Rabbit pAb
Note/Alias	UQCR4; MC3DN6; CYC1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1537
GenelD	1537
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 85-291 di CYC1 umano (NP_001907.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08574
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio