

Anticorpo Policlonale Anti-Ciclina A1 Per Wb, Elisa - P78396

Numero articolo: CM0017501

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Ciclina A1 umana per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Utile per la ricerca sulla meiosi delle cellule germinali e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Ciclina A1
Note/Alias	CT146; Ciclina A1
Specie	Umana
GenelD (umana)	8900
GenelD	8900
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della CCNA1 umana (NP_001104515.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P78396
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante