

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ciclina A1/A2 Per Wb, Ip, Elisa - P20248 / P78396

Numero articolo: CM0007835



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio diretto contro Ciclina A1/A2, validato per WB, IP ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Utile per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro. P20248 / P78396.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb coniglio anti Ciclina A1/A2
Note/Alias	CCN1; CCNA; CT146; Ciclina A1/A2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	890/8900
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 250-465 della Ciclina A1/A2 umana (P20248)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P20248/P78396
Peso Proteico	49 kDa/52 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio