


Anticorpo Policlonale Anti-Ciclina A2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20248

Numero articolo: CM0026627



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Ciclina A2 (CCNA2), validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Ideale per applicazioni di ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ciclina A2 pAb di coniglio
Note/Alternativi	CCN1; CCNA; Ciclina A2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	890
GeneID	890
Immunogeno	Peptide sintetico (Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 350-432 della Ciclina A2 umana (NP_001228.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P20248
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio