

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ciclina A2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P20248

Numero articolo: CM0003881



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting la ciclina A2 umana (P20248). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ciclina A2 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	CCN1; CCNA; Ciclina A2
Specie	Umano
GeneID (umano)	890
GeneID	890
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 11-210 della ciclina A2 umana (P20248)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20248
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio