


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ciclina B1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P14635

Numero articolo: CM0021183



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Ciclina B1 umana, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Riconosce la CCNB1 umana, di topo e di ratto, un regolatore chiave del ciclo cellulare. Adatto per applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ciclina B1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CCNB; Ciclina B1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	891
GeneID	891
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 334-433 della Ciclina B1 umana (NP_114172.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P14635
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio