

Anticorpo Policlonale Anti-Ciclina B2 Per Wb, Elisa - 095067

Numero articolo: CM0020042

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Ciclina B2 (ciclina-B2 specifica G2/mitotica) umana. Validato per WB e ELISA, reagisce con campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e la mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	Ciclina B2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HsT17299; Cyclin B2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9133
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della Ciclina B2 umana (NP_004692.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O95067
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio