

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ciclina B2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95067

Numero articolo: CM0029486

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Ciclina B2 convalidato per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Rileva la Ciclina B2 umana, di topo e di ratto, un regolatore chiave del ciclo cellulare. Ideale per la ricerca sulla mitosi e sulla divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Ciclina B2
Note/Alias	HsT17299; Ciclina B2
Specie	Umana
GenelD (umano)	9133
GenelD	9133
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O95067
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio