


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ciclina D1 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P24385

Numero articolo: CM0016698



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la Ciclina D1 umana (BCL1). Validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ciclina D1 pAb di coniglio
Note/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Ciclina D1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	595
GeneID	595
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-295 della Ciclina D1 umana (NP_444284.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P24385
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante