


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ciclina D1 Per Wb - P24385

Numero articolo: CM0016770



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che mira alla Ciclina D1 (CCND1, BCL1, PRAD1). Validato per applicazioni WB, IF/ICC, IP ed ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per studiare la regolazione del ciclo cellulare G1/S e la segnalazione delle oncoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Ciclina D1                                                                         |
| Note/Alias            | BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Ciclina D1                                                                                 |
| Specie                | Umano                                                                                                                     |
| GeneID (Umano)        | 595                                                                                                                       |
| GeneID                | 595                                                                                                                       |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-295 della Ciclina D1 umana (NP_444284.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                  |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                     |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                     |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                        |
| SWISS                 | P24385                                                                                                                    |
| Peso Proteico         | 34kDa                                                                                                                     |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                         |