

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ciclina D2 Per Wb E Elisa - P30279

Numero articolo: CM0020286



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto alla ciclina D2 umana, validato per Western blot (WB) e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul ciclo cellulare, sul cancro e sulla transizione G1/S.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ciclina D2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MPPH3; KIAK0002; Cyclin D2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	894
GeneID	894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-289 della Ciclina D2 umana (NP_001750.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30279
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio