

Anticorpo Policlonale Anti-Ciclina D2 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30279

Numero articolo: CM0016783



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Ciclina D2 di alta qualità validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce la proteina Cyclina D2 umana, murina e ratto (MW 33 kDa). Adatto per studi sul ciclo cellulare e sulla ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ciclina D2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	MPPH3; KIAK0002; Cyclina D2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	894
GeneID	894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-289 della Cyclina D2 umana (NP_001750.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P30279
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio