


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ciclina D3 (Validato Ko) Per Wb, Elisa - P30281

Numero articolo: CM0016557



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la ciclina D3 specifica per G1/S umana (CCND3, SWISS P30281). Validato mediante knockout, adatto per WB e ELISA. Presenta reattività crociata con il topo per studi sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] Ciclina D3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CCND3; cyclin D3; Ciclina D3; D3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	896
GeneID	896
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P30281
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio