

Anticorpo Monoclonale Anti-Ciclina E1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24864

Numero articolo: CM0005144



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la ciclina E1 umana, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Progettato per la ricerca sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Ciclina E1 Coniglio PolymAb®
Note/Alias	CCNE; pCCNE1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	898
GeneID	898
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-400 della ciclina E1 umana (NP_001229.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24864
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio