

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ciclina E1 Per Wb Ed Elisa - P24864

Numero articolo: CM0015962



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla ciclina E1 umana, convalidato per Western blot (WB) ed ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto, rendendolo adatto per la ricerca sul ciclo cellulare e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ciclina E1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CCNE; pCCNE1; Ciclina E1
Specie	Umano
GeneID (umano)	898
GeneID	898
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 300-400 della ciclina E1 umana (NP_001229.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P24864
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio