


Anticorpo Monoclonale Anti-Ciclina E2 Per Wb, Elisa - 096020

Numero articolo: CM0007995



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Ciclina E2 validato per WB e ELISA. Riconosce la Ciclina E2 umana, un regolatore chiave della transizione G1/S, con un peso molecolare di ~47 kDa. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare, la proliferazione e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ciclina E2 Rabbit mAb
Note/Alias	CYCE2; Ciclina E2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	9134
ID gene	9134
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 della Ciclina E2 umana (096020).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	096020
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio