


Anticorpo Policlonale Anti-Ciclina E2 Per Wb, If/Icc, Elisa - 096020

Numero articolo: CM0029666



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Ciclina E2 umana (CCNE2), adatto per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Rileva una banda di ~47 kDa. Ideale per studi di ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ciclina E2 Rabbit pAb
Note/Alias	CYCE2; Ciclina E2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9134
GeneID	9134
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 255-404 della Ciclina E2 umana (NP_477097.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	096020
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio