


Anticorpo Policlonale Anti-Ciclina E2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 096020

Numero articolo: CM0027439



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Ciclina E2 umana (CYCE2). Adatto per WB, IHC-P e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare, il cancro e la proliferazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ciclina E2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CYCE2; Ciclina E2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9134
ID gene	9134
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 255-404 della Ciclina E2 umana (NP_477097.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	096020
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio