

## Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Ciclina G1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P51959

Numero articolo: CM0026178

### introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro Ciclina G1 (CCNG1), convalidato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo e ratto. La Ciclina G1 è associata all'arresto della fase G2/M nella risposta al danno del DNA. Ideale per ricerche sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | Ciclina G1 Rabbit pAb                                                                                                     |
| Annotazioni / Alias | CCNG; Cyclin G1                                                                                                           |
| Specie              | Uomo                                                                                                                      |
| ID Gene             | 900 (Uomo)                                                                                                                |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-295 della Ciclina G1 umana (NP_004051.1) |
| Origine             | Rabbit                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                     |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reattività Crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                         |
| SWISS               | P51959                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 34kDa                                                                                                                     |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                     |