


Anticorpo Monoclonale Anti-Ciclina H Per Wb, Elisa - P51946

Numero articolo: CM0002992



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Ciclina H (CAK) per applicazioni WB, ELISA. Reagisce con umano e topo. Coinvolto nella regolazione del ciclo cellulare e nella trascrizione tramite il complesso chinasi attivatrice dei CDK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ciclina H mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	CAK; p34; p37; CycH; Ciclina H
Specie	Umano
GeneID	902
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Ciclina H umana (P51946)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P51946
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio