


Anticorpo Policlonale Anti-Ciclina H Per Wb, Ip, Elisa - P51946

Numero articolo: CM0017669



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting sulla ciclina H umana, una subunità del complesso CAK. Validato per WB, IP ed ELISA; supporta studi sul ciclo cellulare e sulla regolazione della trascrizione. (38 kDa)

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ciclina H Coniglio pAbc
Osservazioni/Alias	CAK; p34; p37; Cych; Ciclina H
Specie	Umano
ID Gene	902
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-323 della ciclina H umana (NP_001230.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P51946
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio