


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ciclina H Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51946

Numero articolo: CM0011241



introduzione

L'anticorpo monoclonale coniglio anti-Ciclina H è un anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce la ciclina H umana e murina, destinato a WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Validato per l'uso nella ricerca sugli studi del ciclo cellulare e della regolazione della trascrizione. 38 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ciclina H Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	CAK; p34; p37; Cych; Cyclin H
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	902
ID Gene	902
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 224-323 della ciclina H umana (P51946).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P51946
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio