


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ciclina H Per Wb, Elisa - P51946

Numero articolo: CM0020940



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio contro la Ciclina H (P51946) validato per Western blot ed ELISA. Mira alla Ciclina H umana, un componente del complesso chinasi attivatrice di CDK, essenziale per la regolazione del ciclo cellulare e la trascrizione dell'RNA polimerasi II. Reagisce in modo crociato con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio contro Ciclina H
Note/Alias	CAK; p34; p37; Cych; Ciclina H
Specie	Umano
GeneID (Umano)	902
GeneID	902
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-323 della Ciclina H umana (NP_001230.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P51946
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio