

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ciclina K Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75909

Numero articolo: CM0015740



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio contro la Ciclina K (O75909) validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Subunità regolatoria delle CDK; funziona nella regolazione della trascrizione tramite fosforilazione del CTD dell'RNA Pol II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio contro la Ciclina K
Note/Alias	CPR4; IDDHDF; Ciclina K
Specie	Umano
ID Gene	8812 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 della Ciclina K umana (NP_001092872.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75909
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio