


Anticorpo Policlonale Anti-Ciclina T1 Per Wb, Elisa - O60563

Numero articolo: CM0023261



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per la Cyclina T1 umana (CCNT/CYCT1), convalidato per WB e ELISA. Ideale per studi sull'allungamento trascrizionale, il complesso P-TEFb e l'interazione con Tat dell'HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	Ciclina T1 Rabbit pAb
Note/Alias	CCNT; CYCT1; HIVE1; Cyclin T1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	904
GeneID	904
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 220-320 della Cyclina T1 umana (NP_001231.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	O60563
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio