

Anticorpo Monoclonale Anti-Ciclofilina 40 Per Wb - Q08752

Numero articolo: CM0009033

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per Ciclofilina 40/PPID. Convalidato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ripiegamento proteico, la chaperona HSP90 e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ciclofilina 40 Rabbit mAb
Note/Alias	CYPD; CYP-40; Cyclophilin 40
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	5481
ID gene	5481
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 271-370 della Ciclofilina 40 umana (Q08752).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q08752
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio