

Anticorpo Policlonale Anti-Ciclofilina 40 Per Wb, Elisa - Q08752

Numero articolo: CM0021797

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting sulla Ciclofilina 40 umana (PPID, CYP-40). Validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con ratto. Adatto per la ricerca sul ripiegamento proteico, complessi co-chaperone HSP90, apoptosi e replicazione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ciclofilina 40 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CYPD; CYP-40; Ciclofilina 40
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5481
ID Gene	5481
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 161-370 della Ciclofilina 40 umana (NP_005029.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q08752
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio