

Anticorpo Monoclonale Anti Ciclofilina B Per Wb, Elisa - P23284

Numero articolo: CM0012528



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la Ciclofilina B umana (PPIB, CYPB). Adatto per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul ripiegamento proteico e sulla funzione chaperone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb anti Ciclofilina B di coniglio
Note/Altri nomi	OI9; CYPB; SCYLP; CYP-S1; HEL-S-39; Cyclophilin B
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	5479
ID genico	5479
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 100-200 della Ciclofilina B umana (P23284)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23284
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio